

点検チェックシート①

年 月

管理番号	生化学-001-D	機材名称	JCA-BM6070 1号機
------	-----------	------	----------------

点検項目	時期	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		点検 開始時刻	毎日	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
始業前の点検	毎日																
実施者サイン																	
スーパークリーンS 5% 洗浄	1週間毎																
光量チェック	1週間毎																
セルブランク測定	1週間毎																
PCシャットダウン操作	1週間毎																
DPP、SPP、RPPピペットの清掃	2週間毎																
攪拌棒の清掃	2週間毎																
WUD、DWUDの吸引ラインの洗浄	2週間毎																
電解質ライン洗浄	3週間毎																
電解質セルポットの清掃	3週間毎																
終業後の清掃	毎日																
終業後の洗浄 (WASH 2)	毎日																
点検 終了時刻	毎日	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
実施者サイン																	

点検項目	時期	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
		点検 開始時刻	毎日	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
始業前の点検	毎日															
実施者サイン																
スーパークリーンS 5% 洗浄	1週間毎															
光量チェック	1週間毎															
セルブランク測定	1週間毎															
PCシャットダウン操作	1週間毎															
DPP、SPP、RPPピペットの清掃	2週間毎															
攪拌棒の清掃	2週間毎															
WUD、DWUDの吸引ラインの洗浄	2週間毎															
電解質ライン洗浄	3週間毎															
電解質セルポットの清掃	3週間毎															
終業後の清掃	毎日															
終業後の洗浄 (WASH 2)	毎日															
点検 終了時刻	毎日	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
実施者サイン																

確認者  
/  
印

点検チェックシート②

2020 年

管理番号	生化学-002-D	機材名称	JCA-BM6070 2号機
------	-----------	------	----------------

点検項目	前回	時期	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
光源ランプの交換 (1500時間)		通電時間												
攪拌棒の浸け置き洗浄		1ヵ月毎												
希釈セルの交換		2ヵ月毎												
光源ランプ冷却液の追加		2ヵ月毎												
冷却ファンフィルターの清掃		2ヵ月毎												
ピペット、攪拌棒の洗浄ポート清掃		2ヵ月毎												
電解質廃液ノズルの清掃		4ヵ月毎												
RTTカバー内側の清掃		4ヵ月毎												
比較電極の交換		4ヵ月毎												
Na 電極の交換		5ヵ月毎												
K 電極の交換		5ヵ月毎												
Cl 電極の交換		5ヵ月毎												
反応セルの交換		5ヵ月毎												
洗浄ポートのつまり回避洗浄		5ヵ月毎												
STT・CTT、RTT内部の清掃		6ヵ月毎												
LWPラインフィルターの清掃		6ヵ月毎												
電解質スターラーの交換		1年毎												
電磁弁 (VOEV1、2) の交換		1年毎												
シール材の交換		1年毎												
DPPサンプルチューブの交換		2年毎												
SPPサンプルチューブの交換		2年毎												
RPP1サンプルチューブの交換		2年毎												
RPP2サンプルチューブの交換		2年毎												
攪拌棒の交換		2年毎												
恒温槽循環液ポンプチューブの交換		2年毎												
実施者サイン														

確認者

/