

年 月

日常保守点検

保守項目 \ 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
シャットダウンの実行																															
空圧源逆流防止 チャンバの水量確認																															
サイン																															

必要時保守点検

保守項目	月/日・サイン	月/日・サイン
マニュアル洗浄スピッツの洗浄		
サンプリングバルブ受皿の洗浄		
ピアサ部トレイの洗浄		
ツマリ除去 (ツマリ除去シーケンス)		
IMI検出器ペレットの洗浄		
RBC検出器ペレットの洗浄		
光学式検出部フローセルの気泡除去		
光学式検出部フローセルの洗浄		
排液容器の交換		

60000検体測定ごとの保守点検

保守項目	月/日・サイン	月/日・サイン
サンプリングバルブの洗浄		

サプライ部品の交換

保守項目	月/日・サイン	月/日・サイン
試薬の交換		
ピアサの交換		
ハンドクリップの交換		
ゴム板No. 39の交換		
ヒューズの交換		
滅菌フィルタの交換		