

日常メンテナンスチェック表

US-3100 R plus

年 月

		チェック項目	周期	日																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
始業時	電源	洗浄液ボトル残量チェック	毎日																																				
	投入	プリンタ用紙残量チェック																																					
	前	試験紙廃棄ボックスチェック																																					
		イニシャライズ動作は正常か																																					
	電源	異音はしないか																																					
	投入	試験紙用紙のセット																																					
	後	コントロール測定																																					
終業時		廃液流路の洗浄 (オート)	毎日																																				
		サンプルノズルおよび周辺の清掃																																					
		試験紙ホルダの清掃																																					
		試験紙廃棄ボックス内の試験紙																																					
		廃液ボトルの点検 (廃棄)																																					
		サンプル搬送部トレイの清掃																																					
		廃液流路の洗浄 (マニュアル)	毎月																																				
		洗浄液ボトルの清掃																																					
		反応ライン周辺の点検																																					
		試験紙容器の清掃																																					
		サンプルラック (底部) の清掃																																					
		ピックアップヘッドの清掃																																					
		比重校正及び確認																																					
	実施者				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																				
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				